

R&D Bausch + Lomb		ULOTKA PIL		BAUSCH + LOMB			
Nazwa produktu Product Name		Toallitas RecuDrop		Kolor nadruku Colours			
		PMS 2755					
Kraj Country (ISO)	ES		Nr wykrojnika Spec No				
Opracowane przez Designed by	Jacqueline Briggs jacqueline.briggs@bausch.com		Kod Wytwórcy Manufacturer code				
Nr korekty Proof No	4	Data Date	13.03.25	Kod farmaceutyczny Pharmacode			
Kod wersji Code version	P1ES01		Inny kod Other code		-		
Rozmiar czcionki Font size	minimum 9 pt		Wymiar ulotki PIL size		210 x 150 mm		
Krój czcionki Font used	Graphik font family		Gramatura papieru Paper weight		- g/m ²		

Komentarze Comments (Reason for the change)

PMR_EMO-24-0048-A

Update of recycling symbols, replace distributor phone number with email contact

Akceptacja Techniczna Technical Approval

APPROVATO

Da Francesca Raso alle 9.06 , 09/05/2025

Akceptacja Działu ds. Rejestracji Regulatory Affairs Dept. Approval

APROBADO

Por Julia Ibiricu fecha 17:25 , 13/03/2025

APROBADO

Por Diana Garrido fecha 9:31 , 18/03/2025

FOLD 36 mm

210 mm

150 mm

Toallitas RecuDrop™

BAUSCH + LOMB

Toallitas oftálmicas limpiadoras

Toallitas estériles desechables para el tratamiento de la zona periocular en niños y adultos.

INDICACIONES: Toallitas RecuDrop™ está indicado para el tratamiento tópico de los párpados y las pestañas, tanto en adultos como en niños (+36 meses), incluso en presencia de secreciones derivadas de alergias, inflamaciones o infecciones, como blefaritis y blefarokonjuntivitis de diversa naturaleza. Su uso está especialmente recomendado para el tratamiento previo y posterior a una cirugía oftálmica. Toallitas RecuDrop™ también está recomendado para el tratamiento diario de la zona periocular en personas con predisposición a la aparición de blefaritis y blefarokonjuntivitis de diversa índole/naturaleza. Debido a su especial composición, también es adecuado para usuarios de lentes de contacto.

PROPIEDADES: Todos los componentes de Toallitas RecuDrop™ son aptos para obtener un tratamiento óptimo, respetando plenamente la fisiología específica de la zona periocular, que es especialmente delicada y sensible. El producto permite realizar un tratamiento preciso mediante la eliminación mecánica de secreciones, cuerpos extraños, polvo, etc.

COMPOSICIÓN: Toallita suave empapada en la siguiente solución: agua, polisorbato 20, hialuronato sódico, EDTA disódico, citrato de trisodio dihidratado, gel de aloe vera en polvo, glicerol, digluconato de clorhexidina, ácido cítrico monohidrato, alantoína, hidroximetilglicinato de sodio.

INSTRUCCIONES DE USO: Después de lavarse las manos cuidadosamente, abra la bolsita y saque la toallita. Aplique la toallita en la zona de los párpados, pasándola suavemente para conseguir una limpieza adecuada y eliminar las secreciones oculares y cualquier otro tipo de depósitos (partículas en suspensión, polvo, etc.). En el caso de que las secreciones sean especialmente persistentes o si el canalículo lagrimal está ocluido, se recomienda calentar la bolsita cerrada durante unos minutos en agua tibia (aprox. a 40 °C) y después utilizar la toallita a modo de compresa caliente, masajeando con suavidad la zona. Por el contrario, en caso de inflamación, se recomienda enfriar la bolsita en la nevera durante unas horas y después aplicar la toallita sobre el ojo, manteniéndola en la zona unos minutos a modo de compresa fría.

ADVERTENCIAS: La esterilidad del producto solo está garantizada mientras la bolsita esté intacta. Las toallitas son desechables. Su reutilización puede propagar la infección. Conservar en un lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños. Para uso externo. Suspender el tratamiento en caso de irritación evidente o hipersensibilidad al producto. En caso de infección, no utilizar la misma toallita en ambos ojos. Desechable. Leer las instrucciones detenidamente.

Cualquier incidente grave relacionado con el producto sanitario suministrado debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se haya producido.

 Promeia Italia Srl
MIND Viale Decumano, 36
20157 Milán (MI), Italia
www.promeia.com

 Distribuidor España:
Bausch & Lomb S.A.
Atención al Cliente:
farmaes@bausch.com



Separe los residuos.
CAJA / PAPEL / PAP 21
BOLSITA / PLÁSTICO / C/LDPE 90

Rev 3. 03/2025